


גלאי גז נישא MultyPro לגילוי 4 סוגי גזים שונים



- מנורת התראה
- רמקול התראה
- תצוגת ריכוז חמצן O₂
- תצוגת ערך LEL לגזים נפיצים
- סימון טעינת סוללה
- תצוגת ערך PPM לגז CO
- תצוגת ערך PPM לגז H₂S
- כפתור mode
- חיישנים מוגנים לגז בתחתית המכשיר

טק פיקס בע"מ (בטיחות גזים)

טל' 077-700-7531

www.safe-detect.com

Controlled.DOC.MultyPro.Quickcard.1-4gas.1.03082010

פעולה	תאור
הדלקה/כיבוי	להדלקה: הקש על כפתור ה-MODE למשך 1 שניה והרפה. המערכת תכנס למצב עבודה כעבור 40 שניות. לכיבוי: לחץ על כפתור ה-MODE עד אשר תופיע תצוגה-"Release Button" ואז יש לשחרר.
התראת מועד הכיול הבא	בעת הדלקת המכשיר יופיעו על התצוגה מספר הימים שנותרו לכיול כך: "cal due xx days". אם המכשיר עבר עת מועד הכיול יופיע "needs cal" ולהמשך הפעלה ללא כיול יש ללחוץ על כפתור ה-MODE.
התראת מצב סוללה	על המסך מופיע סימון המראה את מצב טעינת הסוללה. כאשר הסוללה טעונה פחות מ-2/3 יש להטעינה.
הדלקת אורות מסך/צפיה בערכים שמורים	ע"מ להדליק את תאורת המסך יש ללחוץ פעם אחת על ה-MODE. כדי לראות את הערך הנמדד המקסימלי לחץ שוב על ה-MODE.
כיול באוויר החופשי*	<u>יש לבצע כיול זה רק באוויר חופשי בו ידוע כי ריכוז החמצן הינו 20.9% ואין גזים רעילים באוויר!</u> כדי להתחיל בכיול הקש 3 פעמים בזמן של 2 שניות על מקש ה-MODE. המכשיר יתחיל ספירה לאחור של 5 שניות. יש ללחוץ שנית על מקש ה-MODE בטרם הספירה תסתיים. כעת המכשיר יבצע כיול אוטומטי. *יש לבצע כיול במועדים קבועים וכאשר יתקבלו ערכים שונים מ: $O_2 = 20.9 \pm 0.3$, $LEL, CO, H_2S = 0 \pm 5$. בעת הפעלת המכשיר באוויר חופשי.